

## ∴ **Dermoscopio HEINE DELTA® 20 T**

Óptica de precisión con la posibilidad de alternar entre iluminación polarizada y no polarizada



**LED HQ**

LED NOW IN HEINE QUALITY.



## Imágenes de alta calidad y flexibilidad diagnóstica

El **DELTA20 T** ofrece una óptica de precisión sin competencia y, gracias a la función "Toggle", la posibilidad de alternar entre iluminación polarizada y no polarizada sin tener que perder el tiempo cambiando los discos de contacto. Al mismo tiempo, puede efectuarse la dermatoscopia de contacto con líquidos de inmersión en todo momento. De este modo, puede adaptarse el tipo de examen a la lesión correspondiente, consiguiendo el mejor diagnóstico posible.



La palabra “calidad” es uno de los términos que más se usa y de los que más se abusa hoy en día a fin de vender productos. No obstante, pocas empresas son capaces de concretar la calidad de sus productos en cuanto a las ventajas y la utilidad que ofrecen al usuario final. HEINE define las ventajas de la calidad HEINE en relación a su rendimiento, función y durabilidad:



## RENDIMIENTO

**Óptica de precisión HEINE.** El sistema óptico acromático de alta calidad proporciona imágenes extremadamente nítidas de alta definición. Por medio del sistema de enfoque se consigue un rango de 10 a 16 aumentos, que permite visualizar con detalle incluso estructuras muy pequeñas.

**LED de HQ.** El nuevo estándar en iluminación LED proporciona una luz clara y totalmente homogénea con una reproducción cromática fiable para todo tipo de exámenes; temperatura del color: 5.000K, índice de reproducción cromática (IRC) >80, en una escala máxima de 100. Diagnóstico preciso gracias a una reproducción de color fiable.



LED NOW IN HEINE QUALITY.



## FUNCIÓN

**La función “Toggle” permite alternar entre el modo de iluminación polarizado y no polarizado.** Cambie cómodamente entre la vista polarizada y no polarizada con solo pulsar una tecla. No es necesario cambiar los discos de contacto. La función adicional de diagnóstico permite detectar los “signos del parpadeo” al examinar las estructuras y milaria cristalinas.

**Disco de contacto pequeño opcional.** Disco de contacto pequeño especial para lesiones de difícil acceso.

**Distintas opciones de documentación digital.**

Puede conectarse sin problemas a las cámaras réflex de los principales fabricantes por medio del sistema de lentes para cámaras digitales HEINE. Las lentes especialmente adaptadas unen la cámara y la óptica del DELTA20 T, garantizando la mejor calidad de imagen posible.



## DURABILIDAD

**HEINE ofrece una garantía de 5 años.** HEINE no escatima en la fabricación de instrumentos médicos de la más alta calidad. Nuestro compromiso con la integración vertical en nuestra fabricación significa que controlamos todos los aspectos de la calidad de nuestros instrumentos.

**Control térmico del LED.** Para un rendimiento uniforme y la estabilidad del producto, el sistema LED debe disponer de una gestión térmica eficaz. La más moderna tecnología de LED del DELTA20 T, gracias a una estructura optimizada de materiales de alto rendimiento, deriva perfectamente el calor del LED, garantizando así una potencia lumínica constante durante toda su vida útil de hasta 50.000 horas.



## INFORMACIÓN DE PEDIDO

**Set DELTA20 T con BETAL/NT300**

El set incluye el Cabezal de Dermatoscopio DELTA 20 T, disco de contacto con escala, BETAL Li-ion Mango Recargable, 10ml de aceite de dermatoscopia, estuche rígido y Cargador NT300

K-262.29.420

**Set DELTA20 T con BETAR**

El set incluye el Cabezal de Dermatoscopio DELTA 20 T, disco de contacto con escala, BETAR NiMH Mango Recargable para toma de red, 10ml de aceite de dermatoscopia, estuche rígido

K-262.20.376

**Set DELTA20 T con BETA**

El set incluye el Cabezal de Dermatoscopio DELTA 20 T, disco de contacto con escala, Mango a Pilas BETA, 10ml de aceite de dermatoscopia, estuche rígido

K-262.10.118

**Adaptador fotográfico SLR**

Con óptica para dermatoscopio/cámara de reflejo digital. Gran campo de visión, imagen nítida.

para Canon K-000.34.185  
para Nikon K-000.34.186  
para Olympus K-000.34.187



Encontrara más información y más configuraciones en [www.heine.com](http://www.heine.com)

Reservado el derecho a modificación sin previo aviso.  
© 2015 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Todos los derechos reservados.

Su distribuidor

04/15. A-000.00.212 s



DIVISIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS

[www.seijiroyazawaiwai.com](http://www.seijiroyazawaiwai.com)  
[info@seijiroyazawaiwai.com](mailto:info@seijiroyazawaiwai.com)

