

∴ **Dermoscopio HEINE® NC 1**

Exámenes sin contacto, calidad sin rival.



OPTIONAL
CONTACT PLATE



POLARISED
LIGHT



LED NOW IN HEINE QUALITY.



DERMATOSCOPIO HEINE® NC 1. LO MEJOR DE DOS MUNDOS.

El nuevo dermatoscopio NC 1 combina dos aparatos de examen en uno: permite examinar al paciente sin contacto en un primer screening rápido pero muy preciso. Sin el tiempo necesario para la desinfección y sin incómodo contacto. Además, si hubiera que examinar con más detenimiento una lesión cutánea, se puede añadir un disco de contacto con el que el NC 1 se convierte en un dermatoscopio de luminiscencia tradicional con escala y un mayor aumento. El sistema óptico esférico de alta calidad proporciona imágenes extremadamente nítidas de alta definición, al tiempo que la iluminación LED^{HQ} garantiza unos colores naturales. El soporte de aluminio y la calidad indiscutible de HEINE garantizan una larga vida útil.



EXAMEN SIN CONTACTO

El diagnóstico sin contacto agiliza el examen y permite mantener una distancia profesional del paciente. Gran campo de visión y nitidez de profundidad extraordinariamente elevada con 6 aumentos.



LUZ POLARIZADA

Gracias a esta iluminación, el cristalino y las estructuras vasculares se pueden observar mejor sin reflejos ni reflectancias.



DISCO DE CONTACTO OPCIONAL

Un disco de contacto magnético con 9 aumentos para imágenes de alta calidad y diagnósticos más precisos.

LED EN CALIDAD HEINE

El nuevo estándar en iluminación LED proporciona una luz clara y totalmente homogénea con una reproducción de color natural.



Dermatoscopio NC 1

Cabezal de dermatoscopio NC 1, **sin mango** **D-008.78.130**

NC1 Disco de contacto con marcaje de escala **D-000.78.115**

Equipos Dermatoscopio NC 1

Cabezal de dermatoscopio NC 1, con mango a pilas mini3000 (con pilas) **D-008.78.132**

Cabezal de dermatoscopio NC 1, con mango recargable mini3000 (con batería recargable) **D-008.78.133**

Cabezal de dermatoscopio NC 1, con disco de contacto, mango a pilas mini3000 (con pilas) **D-008.78.134**


Cabezal de dermatoscopio NC 1, con disco de contacto, mango recargable mini3000 (con batería recargable) **D-008.78.135**

Cabezal de dermatoscopio NC 1, con disco de contacto con marcaje de escala, cabezal de otoscopio LED F.O. mini3000, 2 mangos recargables mini3000 (con baterías recargables), cargador mini NT [01] **D-890.11.022**

Cabezal de dermatoscopio NC 1 sin disco de contacto, cabezal de otoscopio LED F.O. mini3000, 2 mangos baterías mini3000 (con pilas), con 5 espéculos desechables de 2,5 e 4 mm Ø, estuche de cremallera [02] **D-891.11.021**



sin disco de contacto



con disco de contacto



[01]



[02]



DIVISIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS

www.sejiroyazawaiwai.com
info@sejiroyazawaiwai.com

