



Iluminación directa  
XHL Xenon Halógena



## Otoscopio de Diagnóstico HEINE BETA® 100

### Con carcasa enteramente metálica



Un otoscopio de diagnóstico con iluminación Xenón halógena directa con carcasa enteramente metálica. Muy versátil con conexión para espéculo nasal y extensible para una instrumentación fácil.

A ser usado con espéculos de uso permanente o con espéculos desechables UniSpec. Junto con el adaptador de espéculos (B-000.11.306) se pueden usar también los espéculos desechables AllSpec.

- ✚ **Caja enteramente metálica.** Robusta y de larga duración.
- ✚ **La superficie interna del cabezal negro mate elimine los reflejos.**
- ✚ **XHL Tecnología Xenón Halógena.** Luz blanca muy clara.
- ✚ **Ventana grande de visión de vidrio óptico a prueba de rayado.**  
Imagen muy nítida sin distorsión.
- ✚ **Ventana de visión integrada girable lateralmente.** Fácil para instrumentar, la lupa no se pierde.
- ✚ **Conexión para insuflador.** Para prueba neumática del tímpano.
- ✚ **Gran surtido de accesorios.** Muy versátil p. ej. ideal para reconocimientos nasales.

✚ Carcasa enteramente metálica

✚ Ventana de vidrio de silicato

✚ Fácil para instrumentar



[01]

| Otoscopio de Diagnóstico BETA100                                             | 2,5V         | 3,5V         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| con 6 espéculos de uso permanente, sin mango                                 | B-001.11.527 | B-002.11.527 |
| sin espéculos, sin mango                                                     | B-001.11.525 | B-002.11.525 |
| Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena                                       | X-001.88.037 | X-002.88.049 |
| Diafragma de recambio deslizable para lámpara.<br>Reducción de reflejos [01] |              |              |
|                                                                              |              | B-000.11.212 |

## Equipos de diagnóstico ORL HEINE BETA® 100



Equipo completo con: **BETA100 Otoposcopio de diagnóstico**  
 1 juego (6 piezas) de espéculos de uso continuo (B-000.11.221)  
 10 AllSpec espéculos desechables, 4 mm Ø (B-000.11.237)  
 lámpara de recambio  
 estuche rígido

| Equipos BETA100 Otoposcopio                                                                                                | 2,5V                | 3,5V (NiMH)         | 3,5V  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| BETA mango a pilas                                                                                                         | <b>B-236.10.118</b> |                     |                                                                                          |
| BETA R mango recargable para toma de red                                                                                   |                     | <b>B-236.20.376</b> | <b>B-236.27.376</b>                                                                      |
| BETA TR mango recargable con transformador de enchufe                                                                      |                     | <b>B-236.20.384</b> | <b>B-236.27.384</b>                                                                      |
| BETA NT mango recargable y cargador NT300                                                                                  |                     | <b>B-236.20.420</b> |                                                                                          |
|  BETA L mango recargable y cargador NT300 |                     |                     | <b>B-236.29.420</b>                                                                      |

: Mango recargable con indicación del estado de carga en la pieza de fondo.

## Equipo de diagnóstico HEINE BETA®



Equipo completo: **Oftalmoscopio BETA200, Otoposcopio de diagnóstico BETA100**  
 1 juego (6 piezas) de espéculos de uso continuo (B-000.11.221)  
 10 AllSpec espéculos desechables, 4 mm Ø (B-000.11.237)  
 una lámpara de recambio para cada instrumento  
 estuche rígido

| Equipos de diagnóstico BETA                                                                                                  | 2,5V                | 3,5V (NiMH)         | 3,5V  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| BETA mango a pilas                                                                                                           | <b>A-234.10.118</b> |                     |                                                                                            |
| BETA R mango recargable para toma de red                                                                                     |                     | <b>A-234.20.376</b> | <b>A-234.27.376</b>                                                                        |
| BETA TR mango recargable con transformador de enchufe                                                                        |                     | <b>A-234.20.384</b> | <b>A-234.27.384</b>                                                                        |
| BETA NT mango recargable y cargador NT300                                                                                    |                     | <b>A-234.20.420</b> |                                                                                            |
|  BETA L mango recargable y cargador NT300 |                     |                     | <b>A-234.29.420</b>                                                                        |

: Mango recargable con indicación del estado de carga en la pieza de fondo.